



МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛЕКТРОДЫ КОРОННОГО РАЗРЯДА

к аппарату "ИСКРА-3М"

Электроды коронного разряда в стеклянном оформлении с металлическим цоколем предназначены для лечения током надтональной частоты широкого спектра заболеваний.



Основные технические данные

Заполнение колбы	Диаметр цоколя	Наличие катода	Наличие выводов	Совместимость с аппаратом	Режим измерения	ТУ
Неон	$12 \pm 0,05$	+	-	Искра-3М	$U = 220 \text{ В}, 50 \text{ Гц},$ ($f = 110 \text{ кГц}$ - на электроде)	ПКВБ.940319.001

Типы электродов			Ед. измерения	Эффективный ток, мА	Масса не более, г	Цена руб., без НДС.
1	Андрологический		шт.	$5,5 \pm 2,5$	50	649-00
2	Вагинальный		шт.	$4,0 \pm 2,0$	57	411-40
3	Геморроидальный	внутренний	шт.	$5,0 \pm 2,0$	25	649-00
4		наружный	шт.	$5,5 \pm 2,5$	30	
5	Гребешковый		шт.	$4,0 \pm 2,0$	35	411-40
6	Грибовидный	большой	шт.	$4,0 \pm 2,0$	37	411-40
7		малый	шт.		30	330-00
8		средний	шт.		33	
9	Десенный		шт.	$2,5 \pm 1,5$	27	341-00
10	Носовой		шт.	$3,0 \pm 1,5$	30	341-00
11	Позвоночный		шт.	$5,0 \pm 2,0$	25	411-40
12	Ректальный	большой	шт.	$4,0 \pm 2,0$	40	341-00
13		малый	шт.	$3,5 \pm 2,0$	30	330-00
14	Ушной		шт.	$3,0 \pm 1,5$	28	341-00
15	Шейный		шт.	$5,5 \pm 2,5$	30	341-00

Электроды обеспечивают образование коронного разряда в течение 8 часов в повторно-кратковременном режиме :

30 мин. - работа
15 мин. - перерыв