



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
"ЗАВОД ИСКРА"




АО "НПП "Завод Искра" / 432030, г. Ульяновск, проспект Нариманова, 75  
Тел.: +7(8422) 46-81-90, факс: +7(8422) 46-37-46, 46-37-47  
zavod@npp-iskra.ru, www.zavod-iskra.ru

ОКПО 84275593 • ОГРН 1087325005756 • ИНН 7325081527 • КПП 732501001

## МЕДИЦИНСКИЕ ЭЛЕКТРОДЫ КОРОННОГО РАЗРЯДА

к аппарату "ЭЛАД"

Электроды коронного разряда в стеклянном оформлении с металлическим цоколем предназначены для лечения током надтональной частоты широкого спектра заболеваний.



### Основные технические данные

Заполнение колбы	Диаметр цоколя	Наличие катода	Наличие выводов	Совместимость с аппаратом	Режим измерения	ТУ
Неон	12 ± 0,5	+	-	Элад	U= 220 В, 50Гц, (f = 110 кГц - на электроде)	ПКВБ.940319.001

Типы электродов		Ед. измерения	Ток, мкА	Масса не более, г	Цена руб., без НДС.
1	Вагинальный	шт.	≥150	80	301-40
2	Горловой	шт.	≥150	35	259-60
3	Гребешковый	шт.	≥150	50	301-40
4	Грибовидный	шт.	≥150	37	259-60
5	Десенный	шт.	≥150	30	259-60
6	Носовой	шт.	≥150	30	259-60
7	Ректально-вагинальный	шт.	≥150	35	259-60
8	Ректальный	шт.	≥150	35	259-60
9	Ушной	шт.	≥150	30	301-40

Электроды обеспечивают образование коронного разряда в течение 8 часов в повторно-кратковременном режиме :

30 мин. - работа  
15 мин. - перерыв